


Guide d'utilisation

Application des Laboratoires La Source

Ecran d'accueil

L'écran d'accueil est composé de 3 parties principales qui permettent, à choix, de rechercher un dossier :


- **Partie 1** – Affichage des 100 derniers dossiers demandés et/ou des dossiers datant des trois derniers mois. Le dossier le plus récent est affiché au sommet de la liste. Cliquez sur le dossier de votre choix.
- **Partie 2** - Effectuez une recherche rapide parmi les 100 derniers dossiers demandés et/ou les dossiers datant des 3 derniers mois.
- **Partie 3** - Effectuez une recherche dans la base de données complète.
 - Remplissez le ou les champs avec le nom ou une partie du nom
 - Cliquez sur le patient et les dossiers s'affichent en-dessous
 - Cliquez sur la date du prélèvement pour afficher les résultats



The screenshot shows the 'Derniers résultats' page. On the left, a sidebar contains navigation links: 'Accueil', 'Recherche Dossier', and 'Pas de prescription'. A search form is located below these links, with fields for 'Nom...', 'Prenom...', 'Date de naissance', and a dropdown for 'Tous'. A red box labeled '3' highlights this search form. The main content area is titled 'Derniers résultats' and features a 'Filtres' section with a 'Compagnie' dropdown set to 'Tous'. Below the filters, there is an 'Afficher' dropdown set to '10 éléments'. A table displays a list of results with columns: 'Nom', 'Prénom', 'Date de naissance', 'N° Dossier', 'Date Prél.', 'Demandeur', and 'Correspondant'. A red box labeled '2' highlights the header row of the table. A red box labeled '1' highlights the entire table content. At the bottom right of the table, there is a pagination control with buttons for 'Précédent', '1', '2', '3', '4', '5', '...', '10', and 'Suivant'.

	Nom	Prénom	Date de naissance	N° Dossier	Date Prél.	Demandeur	Correspondant
▲	TEST RX 1	AMBU	11.07.1978	RO99000244		NOMPrestEST prénom	AMBULATOIRE
✉ ▲	TEST	DAPSYS 10	15.01.1978	RO99000245		NOMPrestEST prénom	AMBULATOIRE
✉ ▲	TEST 10	TEST 10	24.06.1950	ROTEST0932		NOMPrestEST prénom	AMBULATOIRE
✉ ▲	TEST	TEST2	01.01.2003	VM16270375		NOMPrestEST prénom	VIDY UP SA
✉ ▲	TEST 10	TEST 10	24.06.1950	BA16270241		NOMPrestEST prénom	AMBULATOIRE
✉ ▲	TEST2	TEST2	03.12.1950	RO99000239		NOMPrestEST prénom	AMBULATOIRE
✉ ▲	TEST 1	PRENOM	30.04.1970	RO99000238		NOMPrestEST prénom	AMBULATOIRE
✉ ▲	CTRL QFT		01.01.1900	RO99000240		NOMPrestEST prénom	AMBULATOIRE
✉ ▲	CTRL QFT POS 2		01.01.1900	RO99000237		NOMPrestEST prénom	AMBULATOIRE
✉ ▲	CTRL QFT 2		01.01.1900	RO99000235		NOMPrestEST prénom	AMBULATOIRE

Affichage du dossier



The screenshot shows a patient record for 'Madame TEST 10 Test 10'. It includes a navigation menu on the left, a patient information box, a date filter (1), a 'Détails dossier' button (2), a 'Copie(s)' button (3), and a table of hematology results (4). A print icon (5) is located in the top right corner.


Resultat	Val. de ref
Leucocytes	4.0 - 10.0
Erythrocytes	3.80 - 5.20
Hémoglobine	117 - 157
Hématocrite	0.35 - 0.47
MCV	81 - 99
MCH	27 - 32

1. Choisissez vos dossiers par date ou accédez au cumulatif
2. Cliquez sur le bouton bleu « Détails dossier » pour afficher les détails du dossier. Vous y trouverez le numéro du dossier au laboratoire à nous communiquer pour toute question concernant le dossier.
3. Cliquez sur le bouton bleu « Copie(s) » pour afficher les destinataires d'éventuelles copies.
4. Affichage des résultats du dossier sélectionné
5. Imprimez les résultats


Affichage de la vue graphique

En cliquant sur un résultat du dossier patient (4), la vue graphique de ce résultat et de ses antécédents s'affiche.

En cliquant sur l'icône , le même graphique apparaît dans une nouvelle fenêtre.




Affichage des cumulatif

Dans la partie « Choix des dossiers par date ou accès au cumulatif » (1), cliquez sur l'onglet  Cumulatif pour afficher les cumulatifs.

Affichage par défaut : 7 derniers dossiers et/ou les dossiers datant d'une année

Depuis le :
 Jusqu'au :
 Nombre d'antécédents :


Vous pouvez modifier les valeurs par défaut et cliquer sur l'icône  pour actualiser l'affichage.


En faisant défiler l'écran vers le bas vous trouverez les résultats des différents secteurs du laboratoire. Puis vous pouvez faire défiler les résultats du secteur qui vous intéresse.



The screenshot shows the 'CHIMIE' section of the laboratory results interface. The table displays the following data:

Analyte	Unité	Normale	31/10/2016	30/10/2016	30/10/2016	29/10/2016	28/10/2016	27/10/2016	26/10/2016
Calcium corrigé	mmol/l	2.50							2.41
Phosphore	mmol/l	0.80 - 1.55	* 0.77		1.03	1.19	1.16		
Ammoniaque	µmol/l	11 - 32	* 36	* 67			* 102	* 67	* 70
Glucose sérique	mmol/l	3.9 - 5.8	* 6.4		* 6.9		* 7.7	* 7.5	* 7.8

A tooltip for the Ammoniaque row states: "Analyse annulée" and "Prélèvement non reçu dans la glace conforme (2)".

En survolant les icônes bulle bleue  avec la souris, les détails s'affichent (remarques, résultats de bactériologie, etc.)

Cliquez sur la date pour afficher le dossier de manière individuelle.

Cliquez sur l'icône pdf  pour imprimer le cumulatif du secteur concerné.

Cliquez sur l'icône imprimante  pour imprimer le cumulatif complet.