

Guide d'utilisation

Application Radiologie La Source


Ecran d'accueil

L'écran d'accueil est composé de deux onglets en haut à gauche de la page :

1. L'onglet « **Mes patients** » vous permet d'avoir accès à tous les examens demandés par vos soins pour vos patients
2. L'onglet « **Paramètres** » vous permet de mettre à jour vos données personnelles

Afficher un examen

Dans l'onglet **Mes patients**, vous pouvez visualiser sous forme de liste tous les examens demandés par vos soins pour vos patients et savoir également grâce à la colonne « Statut » si vous avez déjà visualisé l'examen (statut « **LU** ») ou non (statut « **NON LU** ») l'examen.

Clinique de La Source Lausanne  Clinique La Source Lausanne

Mes patients Paramètres

Mes patients


Patient	Date de naissance	Dernier examen -	Catégorie	Type	Statut
	26/10/1956	07/11/2019	DX	CHEST	LU
	04/09/1962	07/11/2019	US	THYROIDE	NON LU
	14/07/1958	28/10/2019	MR	SPINE	NON LU
	29/04/1960	28/10/2019	MR	SPINE	NON LU
	24/06/1964	25/10/2019	CT	THORACO ABD	NON LU
	28/11/1959	24/10/2019	DX	CHEST	NON LU
	07/10/1960	23/10/2019	MR	COLONNE CERVICALE	NON LU
	21/12/1978	21/10/2019	DX	KNEE	NON LU
	02/11/1969	11/10/2019	MR	COLONNE LOMBAIRE	NON LU

Pour visualiser un examen, cliquez sur le nom du patient concerné. La fenêtre suivante dispose de deux onglets sur la gauche de l'écran :

1. L'onglet avec le code de l'examen (DX pour radiographie, US pour ultrason, IR pour IRM, etc...) permettant d'accéder aux images
2. L'onglet **SR** qui permet d'accéder au compte rendu (uniquement une fois que ce dernier a été signé électroniquement par le médecin radiologue ou par le médecin nucléaire)














Pour afficher des images, il suffit de faire un **clik gauche** sur l'examen que vous souhaitez visualiser.



Pour faire défiler les images, faites tourner la roulette de votre souris ou utilisez la barre de défilement à droite de l'image.

Vous disposez également des outils suivants :



- | | |
|---|---|
|  Bouton de restauration |  Bouton de rotation sens antihoraire |
|  Bouton de rotation sens horaire |  Variation du contraste |
|  Variation de la luminosité |  Zoom |
|  Bouton de mesure de distance |  Bouton d'enregistrement de l'image |
|  Bouton d'affichage plein écran |  Bouton d'affichage écran normal |
|  Bouton pour masquer la barre d'outils | |